



TechniCare
Improving Healthcare



Ondersteek & Urinaalhouder

Binnen elke spoelruimte is het een bekend issue; het schoon opbergen van de ondersteken, de urinalen en de bokalen. Het komt nog te vaak voor dat deze op verschillende planken, op de spoelmachine zelf of zelfs op de vloer geplaatst worden.

TechniCare heeft hiervoor de logistieke oplossing ontwikkeld voor het schoon en zorgvuldig opbergen van zowel de gebruikte als de schone materialen.

Omdat elke spoelruimte verschillende aantallen urinalen, ondersteken en bokalen bezit, en een andere inrichting bezit, bieden wij u de keus om zelf te bepalen hoe uw oplossing eruit ziet. Zo bent u verzekerd van een juiste opslag.

TechniCare biedt staande, verrijdbare en wandmodellen aan.

Schoon, gemakkelijk en adequaat uw spoelruimte op orde!

Waarom kiezen voor de ondersteek & Urinaalhouder van TechniCare:

Jarenlange ervaring in de zorgsector en volledig modulaair aan te passen naar uw specifieke wensen.

Pluspunten

- Toepasbaar in elke situatie
- RVS
- Staand, verrijdbaar en wandmodel beschikbaar.
- Afneembare lekbak
- Modulaair systeem



Ondersteek & Urinaalhouder

Ondersteekhouders staand/verrijdbaar

TechniCare biedt verrijdbare, staande en wandmodellen aan. In onderstaande tabellen vindt u de staande en verrijdbare modellen, opgesplitst naar het aantal ondersteken en urinalen. In DRAIN opstelling zijn de urinalen, bokalen en ondersteken ondersteboven geplaatst, zodat deze na het spoelen uit kunnen druipen. Zo blijft er geen stil water in de urinalen aanwezig.

Specificatie	Artikelnr.
4o staand	13.011.01
4o verrijdbaar	13.011.01V
4o drain	13.011.01D
4o drain verrijdbaar	13.011.01DV
6o staand	13.011.03
6o verrijdbaar	13.011.03V
6o drain	13.011.03D
6o drain verrijdbaar	13.011.03DV
8o staand	13.011.04
8o verrijdbaar	13.011.04V
8o drain	13.011.04D
8o drain verrijdbaar	13.011.04DV
10o staand	13.011.05
10o verrijdbaar	13.011.05V
10o drain	13.011.05D
10o drain verrijdbaar	13.011.05DV



Specificatie	Artikelnr.
4o	13.011.01
5 schuit houder Verrijdbaar	13.011.015V
4o drain	13.011.01D
4o drain verrijdbaar	13.011.01DV
4o, verrijdbaar	13.011.01V
5o staand	13.011.02
5o, verrijdbaar	13.011.02V
6o staand	13.011.03
6o drain	13.011.03D
6o drain verrijdbaar	13.011.03DV
6o, verrijdbaar	13.011.03V
8o staand	13.011.04
8o drain	13.011.04D
8o drain verrijdbaar	13.011.04DV
8o, verrijdbaar	13.011.04V
10o staand	13.011.05
10o drain	13.011.05D
10o staand verrijdbaar	13.011.05DV
10o, verrijdbaar	13.011.05V
4o + 6u staand	13.011.06
4o + 6u, drain	13.011.06D
4o + 6u, drain verrijdbaar	13.011.06DV
4o + 6u, verrijdbaar	13.011.06V
5o + 3u, verrijdbaar	13.011.07V
6o + 6u (urinaal uitdruip) staand	13.011.08
6o + 4u (urinaal uitdruip) staand	13.011.10



Specificatie	Artikelnr.
5o + 2u, verrijdbaar	13.011.11V
6o + 2u, verrijdbaar	13.011.12V
6o + 6u	13.011.13
6o + 6u, drain	13.011.13D
6o + 6u, drain verrijdbaar	13.011.13DV
6o + 6u, verrijdbaar	13.011.13V
6o + 3u verrijdbaar	13.011.14V
6u verrijdbaar	13.011.15V
6o + 4u verrijdbaar	13.011.16V
DUO 4o (8 st) staand	13.011.21
DUO 4o (8 st), drain	13.011.21D
DUO 4o (8 st), drain verrijdbaar	13.011.21DV
DUO 4o (8 st), verrijdbaar	13.011.21V
DUO 5o (10 st) staand	13.011.22
DUO 5o (10 st), verrijdbaar	13.011.22V
DUO 6o (12 st) staand	13.011.23
DUO 6o (12 st), drain	13.011.23D
DUO 6o (12 st), drain verrijdbaar	13.011.23DV
DUO 6o (12 st), verrijdbaar	13.011.23V
DUO 8o (16 st) staand	13.011.24
DUO 8o (16 st), drain	13.011.24D
DUO 8o (16 st), drain verrijdbaar	13.011.24DV
DUO 8o (16 st), verrijdbaar	13.011.24V
DUO 10o (20 st) staand	13.011.25
DUO 10o (20 st), drain	13.011.25D
DUO 10o (20 st), drain verrijdbaar	13.011.25DV
DUO 10o (20 st), verrijdbaar	13.011.25V
DUO 4o (8 st) + 6u (12 st) staand	13.011.26
DUO 4o (8 st) + 6u (12 st), drain	13.011.26D
DUO 4o (8 st) + 6u (12 st), drain verrijdbaar	13.011.26DV
DUO 4o (8 st) + 6u (12 st), verrijdbaar	13.011.26V
9O groot, 6O klein, verrijdbaar	13.011.27V
DUO 5o (10 st) + 1o kinder (2 st), verrijdbaar	13.011.28V
Wandmodel 2O + 2U + 2B + 1S	13.011.029
DUO 6o (12 st) + 3u (6 st), verrijdbaar	13.011.029V

Specificatie	Artikelnr.
Ondersteek & urinaal Drain 6O + 6U RVS	
Wand incl lekbak	13.011.30
Drain 6o 6u - RvS wand	13.011.3002
3o+3u verrijdbaar	13.011.31V
3o kind + 3u verrijdbaar	13.011.32V
Wandmodel 20u	13.011.33
wandmodel 8o+8u+6B	13.011.34
Wandmodel 16o	13.011.35
Wand 3o + 3u	13.011.38
Wand 3o, kind + 3u	13.011.39
Wand 3o +2u	13.011.40
Wand 4o	13.011.41
Wand 4o drain	13.011.41D
Wand 5o	13.011.42
Wand 6o	13.011.43
Wand 6o	13.011.43K
Wand 6o drain	13.011.43D
Wand 8o	13.011.44
Wand 8o drain	13.011.44D
Wand 10o	13.011.45
Wand 10o drain	13.011.45D
Wand 4o + 6u	13.011.46
Wand 4o + 6u, drain	13.011.46D
Wand 4o + 4u, drain	13.011.48D
Wand 2o + 2u, drain	13.011.48.03D
Wand 5o + 6u + 8b (1900*640)	13.011.49



Specificatie	Artikelnr.
Wand 6o + 6u + 9b (1040*940)	13.011.50
Wand 6o + 5u	13.011.52
Wand 6o + 5u, drain	13.011.52D
Wand 4o + 4u	13.011.53
Wand 4o + 4u, drain	13.011.53D
Wand 4o + 6u, drain + dekselhaak V	13.011.54
Wand 6o + 6u, drain + dekselhaak + Lekbak	13.011.55
Wand 12o, Drain	13.011.56
Wand 12u, Drain	13.011.57
Wand 12u	13.011.58
Wand 12o	13.011.59
Wand 6o + 8u	13.011.60
Ondersteekhouder	13.011.61
Losse emmerhouder bevestigd op Rvs wandplaat. Ring inw. ø 244 mm.	13.011.62
Schuitje houder	13.011.63
Bokaal Houder (2 Ltr.). Wandbevestiging, vervaardigd van rvs.	13.011.64
Wand 15O +20U	13.011.65
Wand 20U +15O	13.011.66
Urinaalhouder	13.011.67
Urinaalhouder drain	13.011.68
Bokaal houder los incl. klemplaat	13.011.69



Specificatie	Artikelnr.
Ondersteekhouder drain	13.011.70
Bokaal houder drain	13.011.71
Wand 2u	13.011.72
wand 2u, drain	13.011.72D
Wand 3u	13.011.73
Wand 3u, drain	13.011.73D
Wand 4u	13.011.74
Wand 4u, drain	13.011.74D
Wand 5u	13.011.75
Wand 5u, drain	13.011.75D
Wand 6u	13.011.76
Wand 6u, drain	13.011.76D
Urinaalhouder meervoudig 6st	13.011.77
Wand 10O +10U + 6B	13.011.78
Wand 3U + 3O + 3B incl. lekbak.	13.011.79
Combi houder. 6U-4O-6Bok. Geheel afgemonteerd op een trespa basisplaat.	13.011.81
Combi rek wachtplek 1U-1O. Geheel afgemonteerd op een RvS basisplaat.	13.011.82
Combi houder. 6U + 4O + 6B op een RvS Wandplaat. Wit gecoat Ral 9010.	13.011.83
Wand 2o + 2u	13.011.84
Wand 2o + 2u, drain	13.011.84D
Combi houder vuile opslag. 2U + 1O + 1S. Wit gecoat Ral 9010.	13.011.85
Combi houder 4O + 6U + 6B	13.011.86
Combi houder 6Ud + 2Od + 6Bd + 2Sd Wit gecoat Ral 9010.	13.011.87
Combi houder 6Ud + 4Od + 6Bd + 2Sd Wit gecoat Ral 9010.	13.011.88
Combi houder 2U + 1O + 1S. Wit gecoat Ral 9010.	13.011.89



Specificatie	Artikelnr.
Combi houder 6Ud + 4Od + 8Bd op een RVS wandplaat. Bovenzijde+20cm Wit gecoat Ral 9010.	13.011.90
Combi houder wand 5o + 3u op RVS achterplaat	13.011.91
Combi houder wand 4o + 3u op RVS wandplaat	13.011.92
Combi houder wand 5o + 3u Drain op RVS wandplaat	13.011.93
, wand 1o + 2u	13.011.94
, wand 2o + 3u	13.011.95
s wand 1o+1u+ lekbak Drain	13.011.96
RVS plaat wandbevestiging 2o+2o(kind)+2u	13.011.97
2o	13.011.98
Combihouder 6O + 6U + 4B +2S op een RVS wandplaat	13.011.99

