



**TechniCare**  
Improving Healthcare



# Ondersteek- en urinaalhouders

Een schone en georganiseerde  
spoelruimte

## Georganiseerde spoelruimte

Spoelruimtes zijn vaak kleine ruimtes waar veel verschillende ondersteken, urinalen en soms emmers of schuitjes zwerven. Binnen de spoelruimte is het van groot belang dat de netjes en georganiseerd wordt gewerkt, om besmetting en bacterievorming tegen te gaan.

Met de diverse ondersteken en urinaal houders biedt TechniCare dé oplossing voor een schone en gestructureerde werkomgeving. TechniCare biedt houders voor de schone en de vuile kant, passend binnen elke omgeving.

Alle houders worden geleverd van RVS, om dit zo eenvoudig mogelijk te reinigen.



## Schone en vuile kant

De houders worden gebruikt voor zowel de schone als de vuile kant. Voor de schone kant levert TechniCare houders waarin de ondersteken en urinalen ondersteboven hangen, zodat de schone ondersteken kunnen uitdruipen en geen bacterievorming in het stilstaande water kan ontstaan.

Daarentegen biedt TechniCare voor de vuile kant staande houders, zodat er niets op de grond valt en alles, wanneer het niet de po spoeler in kan, centraal wordt bewaard.



## Mogelijkheden

TechniCare biedt drie typen houders;

- ✓ Staande modellen
- ✓ Verrijdbare modellen
- ✓ Wandmodellen

Zo kunt u zelf kiezen wat voor uw situatie het best toepasbaar is.




## Maatwerk

Om de houder echt passend te maken kunt u zelf aangeven hoeveel ondersteken en urinalen u op wenst te borgen. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een houder met een opslagcapaciteit voor 4 urinalen en 6 po's, maar bijvoorbeeld ook voor 2 urinalen, of alleen 2 enkele po's. Met deze informatie ontvangt u de juiste artikelnummers en bijbehorende prijzen.



## Stappenplan



# Improving Healthcare

TechniCare heeft de ambitie de zorg te verbeteren door het leveren van technische innovatie.

TechniCare levert hoogwaardige kwaliteit producten, ontwikkeld in samenwerking met de eindgebruiker.

We zijn een Nederlands bedrijf met eigen ontwikkel en productie faciliteiten. Voor meer informatie:

**[www.technicare.nl](http://www.technicare.nl)**



Nikkelstraat 24  
2984 AM Ridderkerk

T +31 (0)180 499 276  
[info@technicare.nl](mailto:info@technicare.nl)

**[www.technicare.nl](http://www.technicare.nl)**