



**TechniCare**  
Improving Healthcare



# Toilet-douchestoel LINA

Compact, verrijdbaar en strak vormgegeven



De LINA is geschikt om te gebruiken als zowel toilet als douchestoel. In nauwe samenwerking met zorgmedewerkers en cliënten is de LINA tot stand gekomen.

De LINA kan ook gebruikt worden om cliënten te transporteren van en naar een badkamer. De stoel kan gebruikt worden in combinatie met een emmer, ondersteek of toilet. Gebruik van de douche- en toiletstoel LINA is gericht op gebruik in zorginstellingen.

De LINA is opgebouwd uit RVS onderdelen. Door de combinatie met een staal gecoat frame met antibacteriële nabehandeling is een lange levensduur gegarandeerd.

De opklapbare armleggers zijn voorzien van PUR armsteunen. De zachte PUR rugleuning en PUR zitting zijn afneembaar waardoor de stoel gemakkelijk te reinigen is. De rugleuning is voorzien van een houder ten behoeve van een deksel van een ondersteek/toiletemmer.

De zitting met sleutelgat opening is voorzien van geleiders t.b.v. een ondersteek/toiletemmer.



De LINA is optioneel uit te breiden met RVS wegklapbare, wegzwenkbare en afneembare voetsteunen.



## Voordelen

RVS opklapbare handvatten zonder klemgevaar

Zitting, rug en armsteunen eenvoudig opklapbaar

Opklapbare en wegzwenkbare voetensteunen

Eenvoudig in te stappen voor client

Compatibel met tilliften

Hoge kwaliteit geremde wielen

Perfect te reinigen

Lange levensduur vanwege staal gecoat frame met antibacteriële nabehandeling

# Improving Healthcare

TechniCare heeft de ambitie de zorg te verbeteren door het leveren van technische innovatie.

TechniCare levert hoogwaardige kwaliteit producten, ontwikkeld in samenwerking met de eindgebruiker.

We zijn een Nederlands bedrijf met eigen ontwikkel en productie faciliteiten. Voor meer informatie:

**[www.technicare.nl](http://www.technicare.nl)**



Nikkelstraat 24  
2984 AM Ridderkerk

T +31 (0)85 0870 421  
[info@technicare.nl](mailto:info@technicare.nl)

**[www.technicare.nl](http://www.technicare.nl)**